

唾液採取に関する注意事項

今回受けていただくコロナウイルス検査では、唾液を用いて検査します。唾液での検査は鼻咽頭ぬぐい液採取と異なり刺激や苦痛がなく、容易に採取が可能です。また、唾液でも鼻咽頭ぬぐい液と同等の検査精度が証明できます。

以下の注意点・手順をよく読んで、検体採取を行ってください。

<採取前の注意点>

1. 検体採取前には可能な限り飲食や歯磨き、うがい、喫煙は行わないてください。

(十分なウイルスが採取できず検査結果に影響します。避けられない場合は最低 10 分、可能であれば 30 分は空ける)

2. 検体採取前に流水、石鹸で手洗いをして下さい。

<検体採取の手順>


1. 容器のふたを開ける
2. 容器に唾液を直接たらし
3. 唾液は 2～3 c c 必要
4. 唾液を取り終わったら、

容器のふたをしっかりと閉める

5. 容器の周囲をアルコール綿で拭く
6. 容器を看護師に渡す



容器下の細くなる
手前が目安です。



必要量
3 c c

令和 2 年 11 月 30 日
鳥取県済生会境港総合病院